

ヘルプケア操作説明書(利用者様用)



1. HELPCAREシステムにログインする	3
2. 血圧、心拍などのグラフを参照する	4
3. 血圧、心拍などのデータを入力する	7
4. コミュニケーションをする	8
4. コミュニケーションをする<記事に対するコメント入力>	9
4. コミュニケーションをする<グラフ付き記事の投稿>	10
5. スマートバンド操作方法	12

1. HELPCAREシステムにログインする



The image shows the HELPCARE login interface. At the top is a logo consisting of vertical bars in purple, pink, and orange. Below it, the text reads 'HELPCARE' in large black letters, followed by 'ヘルプケア' in smaller black letters. Underneath is 'with はやまる' in blue, where 'はやまる' includes a blue circular icon. The instruction 'ユーザー名 でサインインする' is centered. There are two input fields: the first is labeled 'ユーザー名' with a red circled '1' to its right, and the second is labeled 'パスワード' with a red circled '2' to its right. Below these is a red button with a white '3' in a red circle and the text 'サインイン'. At the bottom, there are two lines of text: 'アカウントをお持ちでない場合' followed by the underlined link '今すぐサインアップ', and 'パスワードを忘れた場合' followed by the underlined link 'ログインができなくてお困りの方'.

- ①ユーザー名
- ②パスワードを入力する
- ③サインインをクリックする

2. 血圧、心拍などのグラフを参照する～その1

①PHRをクリック

南原 早苗さん
女/63歳

ホーム

記録

PHR

計画書

未記録

ホーム

+ 新しい投稿

キーワードで検索

橋 あおいさん 2021/3/29 14:11

TO 南原 早苗さん

南原 早苗様 2021/03/24の記録です。
血圧:120/70mmHg
心拍:70回/分
体温:35.0°C
体重:65.0kg
呼吸数:未入力

#記録

コメントを書く

橋 あおいさん 2021/3/29 14:08

ハッシュタグ

- #記録
- #報告サマリ
- #計画書
- #体力測定
- #バイタル
- #食事
- #服薬
- #健康診断
- #送迎
- #経過記録

最近検索したワード

②血圧、心拍、体温などのグラフの一覧が表示されます

南原 早苗さん
女/63歳

ホーム

記録

PHR

計画書

未記録

PHR一覧

2021/03/22 ~ 2021/03/27 検索

血圧

2日前


125/85

心拍


2日前

75回/分

2. 血圧、心拍などのグラフを参照する～その2




①“V”ボタンをクリック



②各PHR項目毎の画面に遷移することが出来ます


また“>”ボタンでも同様の操作が行えます。

2. 血圧、心拍などのグラフを参照する～その3



期間毎でPHRグラフの比較を行うことができます

- ① 比較をオンにする
- ② 日付を選択する
- ③ 検索するをクリック



④ 条件設定したグラフが表示され、二つのグラフの比較を行うことができます

3. 血圧、心拍などのデータを入力する



血圧、心拍、体重、食事などの記録を入力することができます。


① 記録をクリックする



② 日付を選択する

③ 各種項目の入力を行い、保存をクリックする

4.コミュニケーションをする



①ホーム画面でスタッフ、家族様、主治医様、ケアマネ様とメッセージのやり取りができます。

②新規の投稿をするときに押します。

③投稿に対するコメントが書けます。

④ハッシュタグ（前もって用意されたキーワード）で簡単に検索できます。

⑤フリーキーワード（任意の単語）で検索できます。

⑥投稿した人の名前


⑦特にメッセージを読んでほしい人（宛先）

⑧投稿内容

⑨投稿日

⑩未読コメント

4.コミュニケーションをする<記事に対するコメント入力>



①コメントを書く
をクリックします




②返信する内容を
を入力します


③このボタンをク
リックするとコメン
トを投稿できます

4.コミュニケーションをする<グラフ付き記事の投稿1>

ホームからの投稿だけでなく、PHR一覧でグラフをつけての投稿もできます。



①投稿に添付したいグラフの“>”ボタンをクリックしてください。



②新しい投稿をクリックしてください。
(次ページに続く)

4.コミュニケーションをする<グラフ付き記事の投稿2>

投稿する

③ 宛先の全選択/選択解除

④


⑤ 関連するPHR

#記録 #報告サマリ #計画書 #体力測定 #バイタル #食事
#服薬 #健康診断 #送迎 #経過記録

③宛先を選択する(投稿したメッセージは、関係者全員に見えます、宛先は特に読んでいただきたい人を指定してください)。

④メッセージを入力してください。


⑤ハッシュタグを選択する(簡単に検索する時のキーワードになります)。



⑥投稿をクリックしてください。

5.スマートバンド操作方法

BRSB01UI 画面遷移図



【各種通知画面】

※条件により、各種通知画面をポップアップ表示

